

UK

Блефаклін, стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри.

Серветки зволожені очищувальним лосьйоном з дуже хорошою переносимістю, без консервантів.


Властивості та показання до застосування:

БЛЕФАКЛІН рекомендований для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри, а також для підтримувannya чистоти повіки до і після офтальмологічних процедур. Не містить детергентів і консервантів. БЛЕФАКЛІН ніжно видаляє найменші забруднення, пил, залишки косметики без подразнення очей або uszkodження зовнішнього шару епідермісу (поверхневий шар шкіри). Завдяки продуманій формулі, БЛЕФАКЛІН не тільки очищує шкіру, але й зволожує її зовнішній шар. Чутлива шкіра заспокоюється і відновлюється завдяки вмісту гіалуронової кислоти (природний шкірний зволожувальний агент), каприлоїл гліцину і екстракту кореня Іриса флорентійського (регулюють утворення шкірного жиру), Центели азійської (тонізуючий ефект). Завдяки тому, що БЛЕФАКЛІН не містить ароматизаторів та масел, його не треба змивати після використання. БЛЕФАКЛІН може бути рекомендований тим, хто користується контактними лінзами. Можна застосовувати для дітей від 3 місяців.

Спосіб застосування:


1. Гігієна повік та вій:

Відкрийте саше та розгорніть серветку, що вложена всередині. Закрийте око, обережно прикладіть серветку до повік та основи вій. Ніжно помасажуйте повіко невеликими круговими рухами, м'яко видаляючи кірки, виділення чи косметику.



2. Гігієна краю повіки:

Перед дзеркалом, обережно відтягніть повіко, легко натягуючи вій. Ретельно протріть край повіки, користуючись згорнутою у трубочку серветкою.



Повторіть всю процедуру з іншим оком, використовуючи нову серветку. Рекомендовано застосовувати двічі на день, ранком та ввечері. Немає необхідності змивати після використання.

Склад:

вода, ПЕГ- 8, полоксамер 184, полісорбат 20, каприлоїл гліцин, пропіленгліколь, ПЕГ- 6 гліцериди каприлової/капрінової кислот, екстракт *Центели азійської*, спирт (від 0,2 % до 0,5 % ваги лосьйону), калію гідрофосфат, натрію гідроксид, екстракт кореня *Ірису флорентійського*, калію дигідрофосфат, цинку сульфат, ППГ- 5 Цетет 20, ретинілу пальмітат, натрію гіалуронат.

Умови використання та застереження:

Для нанесення на шкіру. Не слід наносити безпосередньо в очі. Тримати в недоступному для дітей місці.

Умови зберігання:

Зберігати при кімнатній температурі.

Форма випуску:

Одноразова стерильна серветка у саше. По 20 серветок у картонній коробці.

Виробник:

Лаборатуар Теа / Laboratoires Théa;
12, вул. Луї Блеріо,
63100 Клермон-Ферран Седекс 2,
Франція.

Тел. + 33 4 73 98 14 36 (здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача).

Висновок державної сан.- епід. експертизи МОЗ України № 05.03.02-03/67133 від 05.11.2014 р.

RU

Блефаклін, стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи.

Салфетки увлажнены очищающим лосьоном с очень хорошей переносимостью, без консервантов.

Свойства и показания к применению:

БЛЕФАКЛИН рекомендован для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи, а также для поддержания чистоты век до и после офтальмологических процедур. Не содержит детергентов и консервантов.

БЛЕФАКЛИН мягко удаляет загрязнения, пыль и остатки макияжа, не вызывая раздражения глаз и повреждения внешнего слоя эпидермиса. Благодаря продуманной формуле, БЛЕФАКЛИН не только очищает кожу, но и увлажняет ее внешний слой.

Чувствительная кожа смягчается и восстанавливается благодаря содержанию гиалуроновой кислоты (естественный компонент, увлажняющий кожу), каприлоила глицина и экстракта корня Ириса флорентийского (регулируют выработку секрета сальных желез), а также Центелы азиатской (тонизирующее действие).

Поскольку БЛЕФАКЛИН не содержит ароматизаторов и жиров, его не надо смывать после применения.


БЛЕФАКЛИН может быть рекомендован тем, кто пользуется контактными линзами.

Можно использовать для детей старше 3 месяцев.

Способ применения:


1. Гигиена век и ресниц:

Откройте пакетик и разверните вложенную в него салфетку. Закройте глаз, осторожно приложите салфетку к векам и основанию ресниц. Мягко помассируйте веко легкими круговыми движениями, аккуратно удаляя корочки, любые выделения или косметику.



2. Гигиена края века:

Перед зеркалом осторожно оттяните веко, слегка потянув за ресницы. Тщательно протрите край века свернутой в трубочку салфеткой.



Повторите эту операцию на другом глазу, используя новую салфетку. Рекомендовано использовать два раза в день, утром и вечером. Не требуется смывать после применения.

Состав:

вода, ПЭГ-8, полоксамер 184, полисорбат 20, каприлоила глицин, пропиленгликоль, ПЭГ-6 глицериды каприловой/каприновой кислот, экстракт *Центелы азиатской*, спирт (от 0,2% до 0,5% веса лосьона), калия гидрофосфат, натрия гидроксид, экстракт корня *Ириса флорентийского*, калия дигидрофосфат, цинка сульфат, ППГ-5 Цетет-20, ретинила пальмитат, натрия гиалуронат.

Условия применения и предупреждение:

Для нанесения на кожу. Не предназначено для введения непосредственно в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре.

Форма выпуска:

Одноразовая стерильная салфетка в саше. По 20 саше в картонной коробке.

Производитель:

Лаборатуар Теа / Laboratoires Théa;
12, ул. Луи Блерио,
63100 Клермон-Ферран Седекс 2,
Франция.

Тел. + 33 4 73 98 14 36 (осуществляет функции по принятию претензий от потребителей).

Заключение государственной сан.-эпид. экспертизы МОЗ Украины № 05.03.02-03/67133 от 05.11.2014 г.